



www.labo-cve.com

+ de 35 ans d'expertise en contactologie

GAMME LENTILLES

labo-cve.com



Numéro Client :

Adresse et horaires d'ouverture

- Laboratoires CVE - 4 rue des Bonnes Gens - 67000 Strasbourg
- Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h30 – 14h à 18h

Lentilles de contacts

- Pour toutes commandes et demandes de prix, connectez-vous sur www.labo-cve.com
Si vous n'avez pas encore d'espace en ligne, créez votre compte en quelques clics.



Identifiant (mail) :





Mot passe :




Conseils techniques






- Par mail à technique@labo-cve.com
ou par téléphone au +33 (0)3 90 40 46 06





Autres demandes

- Par mail à info@labo-cve.com
ou par téléphone au +33 (0)3 90 40 46 00

Nom produit	LENS 55 1day rx	SEED 1day Silfa	SEED 1dayPure moisture for Astigmatism	SEED 1dayPure EDOF
Indication	Myopie	Myopie	Astigmatisme	Presbytie, contrôle de la myopie
				
Renouvellement	Journalier	Journalier	Journalier	Journalier
SiH		Silicone Hydrogel		
Filtre UV	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau	Filcon IV 1	Aerofilcon 68%	2-HEMA Matériau zwitterionique "SIB" + agent hydratant alginique	2-HEMA Matériau zwitterionique "SIB" + agent hydratant alginique
Groupe FDA	4	5	4	4
Teinte de manipulation	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue
Teneur en eau	55%	68%	58%	58%
Module de Young	0,3 Mpa	0,55 Mpa	0,5 Mpa	0,5Mpa
Dk	19	60	30	30
Fabrication	Moulée	Moulée	Moulée	Moulée
Géométrie	Bicourbe	Sphérique	Torique	Technologie brevetée EDOF (profondeur de champ étendu)
Epaisseur e_c (mm)	0,07	0,09	0,11	0,07
Dk/ e_c	27	67	27,3	43
Diamètre \varnothing_{a0}				
Diamètre \varnothing_T (mm)	14,20	14,40	14,20	14,20
Stabilisation			Prisme ballast dynamique Trait repère à 6h	
Teinte				
Rayon r_0 (mm)	8,60	8,60	8,80	8,40
Puissance F'_v	-25,00 à -6,00 D par 0,50 -6,00 à +6,00 D par 0,25 +6,00 à +20,00 D par 0,50	Plan -12,00 à -6,00 D par 0,50 -6,00 à -0,50 D par 0,25 Existe aussi de -16,00 à +8,00 D dans la gamme SEED 1day pure moisture	Sphère : -10,00 à -6,00 D par 0,50 -6,00 à +5,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75/-1,25/-1,75/-2,25*D *à 180° uniquement Axe : 10°/20°/70°/80°/90°/100°/110°/160°/170°/180°	Sphère : -12,00 à -8,00 D par 0,50 -8,00 à +5,00 D par 0,25 Addition : Low (jusqu'à +1,25) Middle (+1,50 à +1,75) High (+2,00 à +2,50)
Adaptation	Diamètre et rayon uniques	Diamètre et rayon uniques	Diamètre et rayon uniques	Diamètre et rayon uniques
Type et durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Entretien	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Conditionnement	Boîte de 15 lentilles Si sphère de -12,00 à +8,00 D : boîte de 30 lentilles	Essai (plaquette de 8 lentilles) Boîte de 32 lentilles Pack de 96 lentilles	Essai (plaquette de 8 lentilles) Boîte de 32 lentilles Pack de 96 lentilles	Essai (plaquette de 8 lentilles) Boîte de 32 lentilles Pack de 96 lentilles

Nom produit	FOCAL	AVANTI	KERASOFT AV
Indication	Myopie, Astigmatisme, Presbytie	Myopie, Astigmatisme, Presbytie	Kératocônes et cornées irrégulières
			
Renouvellement	Mensuel	Mensuel	Mensuel
SiH	Silicone Hydrogel	Silicone Hydrogel	Silicone Hydrogel
Filtre UV	Oui	Oui	Oui
Matériau	Filcon 5B	Définitive	Efrolcon A 5B
Groupe FDA	5	5	5
Teinte de manipulation	Bleue	Bleue	Bleue
Teneur en eau	60%	74%	74%
Module de Young		0,35Mpa	0,35 MPa
Dk	50	60	60
Fabrication	Moulée	Moulée et taillée	Taillée
Géométrie	Asphérique	Multi Asphérique avec contrôle d'aberrations Technologie SAM	Asphérique
Epaisseur e_c (mm)	0,10	0,12	0,12
Dk/ e_c	50	50	50
Diamètre \varnothing_{a0}			
Diamètre \varnothing_T (mm)	Sphérique : 13,40 / 14,00 Torique : 14,50	Multifocale : 14,00 Multifocale Torique : 14,50	14,00 / 14,50 / 15,00
Stabilisation	Prisme peri-ballast / Trait repère à 6h	Freeform / Trait repère à 6h et 12h	Zone d'équilibrage périphérique / Traits repères à 6h et 12h
Couleur			
Rayon r_o (mm)	Sphérique : 8,00 / 8,60 Torique : 8,70	Multifocale : 8,60 / 8,70	8,00 à 9,20 par 0,30
Puissance F_v	<i>Sphérique / Torique</i> Sphère : -20,00 à -6,00 D par 0,50 -6,00 à +6,00 D par 0,25 +6,00 à +20,00 D par 0,50 Cylindre : -0,75 à -5,75 D par 0,50 Axe : 5° à 180° par 5° <i>Multifocale / Multifocale Torique</i> Sphère : -20,00 à -9,00 D par 0,50 -9,00 à +9,00 D par 0,25 +9,00 à +20,00 D par 0,50 Cylindre : -0,75 à -5,75 D par 0,50 Axe : 5° à 180° par 5° Add : Low (2,25) / High (3,25)	Sphère : -20,00 à +20,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 à -8,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1° Add : +0,75 à +4,00 D par 0,25 VP ou VL centrale	Sphère : -30,00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -0,25 à -11,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1°
Adaptation	$r_o = K_m + 0,8$	kératométrie / Diamètre cornéen / Puissance lunettes / Œil dominant (Multifocale)	Topographies, puissances, diamètre cornéen
Type et durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Entretien	Solution multifonction	Multifonction	Multifonction et déproteinisant si nécessaire
Conditionnement	Essai à l'unité Boîte de 3 ou 6 lentilles	Essai à l'unité Boîte de 3 lentilles	Essai à l'unité Boîte de 3 lentilles

Nom produit	HYDROWAVE	HIGH MYOPIC / APHAKIC	KERASOFT THIN	QUEEN'S
Indication	Myopie, Astigmatisme, Presbytie	Myopie / hypermétropie à forte puissance	Kératocônes, cornées irrégulières	Lentille de couleur pour : Myopie, Astigmatisme, Presbytie
		 		
Renouvellement	Trimestriel	Trimestriel	Trimestriel	Trimestriel
SiH	Silicone Hydrogel	Silicone Hydrogel	Silicone Hydrogel	
Filtre UV	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau	Filcon II 3 74% (silicone hydrogel)	Filcon V3 74% (silicone hydrogel)	Filcon V 74%	Polymacon 38%
Groupe FDA	5	5	5	1
Teinte de manipulation	Bleue claire	Aucune		Aucune
Teneur en eau	74%		74%	38%
Module de Young	0,35 Mpa		0,35 Mpa	
Dk	60	60	60	10,3 (sphérique) 14,9 (torique)
Fabrication	Taillage, polissage, technologie SAM	Taillée	Taillage, surfaçage	Face intérieure : moulage Face extérieure : taillage - surfaçage
Géométrie	Multi-asphérique par contrôle des aberrations	Asphérique avec contrôle d'aberration	Face avant Asphérique Torique	Sphérique : Bicourbe - asphérique externe Torique : toricité interne / Multifocale : VP centrale
Epaisseur e_c (mm)	0,13	0,12 / 0,15	0,20	0,115
Dk/ e_c	46 (sphérique)	50 (High Myopic) / 40 (Aphakic)	30	sphérique : 9 torique : 13
Diamètre \varnothing_{a0} (mm)	8,00		8,00	5,00 (partie incolore)
Diamètre \varnothing_T (mm)	11,00 à 19,50 par 0,10	11,00 à 19,50 par 0,10	14,00 / 14,50 / 15,00	Sphérique : 14,00 Torique / Multifocale : 14,20
Stabilisation	Torique : Prisme ballast - Tore Interne Trait repère à 6h		Stabilisation dynamique Trait repère à 6h Tore interne	Double prisme (supérieur et inférieur) Trait repère dans l'axe du cylindre (solitaire)
Teinte				Coloris à visualiser sur www.labo-cve.com
Rayon r_0	6,60 à 10,00 par 0,10	6,60 à 10,00 par 0,10	7,40 à 10,00 par 0,20	8,60
Puissance F_v	Sphère : -30,00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 à -11,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1 Addition : +0,75 à +4,00 D par 0,25	Sphère : -35,00 D à Plan par 0,25 (High myopic) Sphère : Plan à +35,00 D par 0,25 (Aphakic)	Sphère : -30,00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 à -16,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1°	Sphérique : -20,00 à -06,00 D par 0,50 -06,00 à +06,00 D par 0,25 +06,00 à +20,00 D par 0,50 Torique : -15,00 à -06,00 D par 0,50 -06,00 à +06,00 D par 0,25 +06,00 à +15,00 D par 0,50 Cylindre : -00,75 / -01,25 / -02,00 / -02,75 / -03,50 Axe : 5° à 180° par 5° Multifocale : -10,00 à -06,00 D par 0,50 -06,00 à +03,25 D par 0,25 +03,50 à +08,00 D par 0,50 Add : unique PV3 (+2.75)
Adaptation	Kératométrie, puissance lunettes, diamètre cornéen Pour les multifocales : œil dominant, diamètre pupillaire moyen	Kératométrie, puissance lunettes diamètre cornéen	Topographie, kératométrie, puissance lunettes, diamètre cornéen	Diamètre et rayon uniques
Type et durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	Port journalier
Entretien	Tous systèmes sauf oxydants	Solution multifonction	Multifonction / Déproteinisant si nécessaire	Solution multifonction
Conditionnement	A l'unité ou boîte de 2 lentilles	A l'unité ou boîte de 2 lentilles	A l'unité ou boîte de 2 lentilles Existe aussi en lentille annuelle	Boîte de 2 lentilles

Nom produit	ZERO 6 SOFTINTS	IGEL RX - CVE PROTHESE	NISSEL CUSTOM	Wöhik OKE
Indication	Myopie, Astigmatisme	Cosmétique et Médicale	Cosmétique et Médicale	Orthokératologie Correction réversible par modelage cornéen
				
Renouvellement	Annuel	Annuel	Annuel	Annuel
SIH				
Filtre UV	Oui	Oui	Oui	Oui
Matériau	Contaflex 38%	Xylofilcon B 67% et Filcon II 3 77%	FilconII 3 74%	Hexafocon A (lentille rigide)
Groupe FDA	1 non ionique	2	2	
Teinte de manipulation	Bleue claire			vert / bleu / violet
Teneur en eau	38%	67% / 77%	74%	
Module de Young		0,40 Mpa (67%) / 0,15 Mpa (77%)		
Dk	8	30(67%) 45 (77%)	45	100
Fabrication	Taillage	Taillage - surfaçage	Taillage	
Géométrie	Face interne sphérique ou torique bicourbe	Bicourbe / monocourbe A : pupille noire B : iris coloré - pas de pupille C : pupille claire - iris coloré D : pupille noire - iris coloré	C : pupille claire - iris coloré D : pupille noire - iris coloré	Asphérique
Epaisseur e_c (mm)	0,07	0,15	0,31	
Dk/e_c	11,5	20 (67%) 30 (77%)	14,5	
Diamètre \varnothing_{a0}			Toutes possibilités	
Diamètre \varnothing_T (mm)	11,00 à 14,60 par 0,10	11,00 à 19,50 par 0,10	11,00 à 20,00 par 0,50	9,50 à 12,20 par 0,10
Stabilisation	Tore interne / Stabilisation dynamique	Tore interne / trait repère à 6h		
Teinte		Toutes possibilités Coloris à visualiser sur www.labo-cve.com rubrique "lentilles de prothèse"	lentille peinte à la main d'après photo	
Rayon r_0 (mm)	6,60 à 10,00 par 0,10	6,60 à 10,00 par 0,10	6,60 à 10,40 par 0,20	6,60 à 8,70 par 0,05
Puissance F_v	Sphère : 20,-00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 à 6,25 D par 0,25 Axe : 5° à 180° par 5°	Sphère : -30,00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -0,75 à -11,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1°	Sphère : -30,00 à +30,00 D par 0,25 Cylindre : -00,75 à -06,00 D par 0,25 Axe : 1° à 180° par 1°	-4,00 à +2,00 D par 0,25
Adaptation	Kératométrie, puissance lunettes, diamètre cornéen	kératométrie, puissance, \varnothing iris, \varnothing pupille, coloris à déterminer sur nancier, face interne opaque ou non	kératométrie, puissance, \varnothing iris, \varnothing pupille, coloris à déterminer sur nancier, face interne opaque ou non	Topographies et ordonnance
Type et durée de port	Port journalier	Port journalier	Port journalier	minimum 6h de port nocturne
Entretien	Oui, tous systèmes	Si face opaque : oxydant Si face non opaque : solutions multifonctions	Oui, tous systèmes	oxydant
Conditionnement	Flacon à l'unité	Flacon à l'unité	Flacon à l'unité	à l'unité

ANNUELLES

CANTOR COSMETIC

Sphérique - Torique



JOURNALIÈRES



MENSUELLES




Photos non contractuelles (la teinte finale peut varier en fonction de l'œil sur lequel est posé la lentille)

JOURNALIÈRES

QUEEN'S™ One Daily Color

Plan



Pearl Blue Green Choco

Desio™ ATTITUDE

2 TWO TONES

ATTITUDE ONE DAY COLOR CONTACT LENSES

Desio

Sphérique

Rebel Grey Romantic Blue Wild Green Delicious Honey Bold Grey Deep Brown

MENSUELLES

Desio™ ATTITUDE

1 ONE TONE

ATTITUDE ONE DAY COLOR CONTACT LENSES

Desio

Sphérique

Sublime Grey Angelic Blue Lush Green Shamless Hazel

OZIA

Une couleur

Trois couleurs


Sphérique

Fauve Comète Émeraude Céleste Miel Délicieux Perle Intense Azur Profond Anis Éclatant Lagon des îles

MENSUELLES

QUEEN'S™ TWINS


Sphérique



Honey Gold Noble Blue Cold Mint Siberian Blue Ash Glance Warm Green Mystery Violet Sweet Brown

QUEEN'S™ TRILOGY


Sphérique · Torique



Amber Ocean Blue Choco Yellow Light Green Dark Green Pearl Gray

QUEEN'S™ SOLITAIRE

Sphérique · Torique · Multifocale



Spice Acqua Blue Light Violet Yellow Green Light Jade Pearl

TRIMESTRIELLES

Desio ATTITUDE 2 TWO TONES Sphérique · Torique

Rebel Grey Romantic Blue Wild Green Delicious Honey

Desio ATTITUDE 3 THREE TONES Sphérique · Torique

Precious Grey Irresistible Blue Charming Green Tender Hazel

SENSUAL BEAUTY LENSES 2 TWO TONES Sphérique · Torique

Innocent White Creamy Beige Jungle Fever Mint Touch
Icy Blue Forest Green Desert Dream Caramel Brown

COFFEE COLLECTION 2 TWO TONES Sphérique · Torique

Espresso Cappuccino Black Coffee

MENSUELLES

TRIMESTRIELLES

Conditions générales de vente

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les présentes conditions de vente définissent les relations contractuelles entre CVE et le client. Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le client des présentes conditions de vente. CVE se réserve le droit de modifier les conditions à tout moment. Les conditions applicables sont celles en vigueur à la date de commande du client.

2. CAS DE FORCE MAJEUR

Les obligations stipulées aux présentes conditions générales de vente seront suspendues en cas d'évènement de force majeure tel que défini par la jurisprudence des tribunaux français. Les obligations respectives des parties seront tout d'abord suspendues pendant toute la durée de son existence.

3. LE PRIX

Tous nos prix s'entendent hors taxes, en euros. Les produits sont facturés au prix en vigueur au jour de leur commande. Le client situé hors de la France métropolitaine est invité à se renseigner sur les droits d'importation ou taxes qui peuvent être applicables en l'espèce, et assumera la responsabilité de leur paiement.

4. PORT

Toute commande ou prêt pourra donner lieu à la facturation de frais de port et d'emballage. Nous nous réservons le droit de choisir le transporteur.

5. RÉCEPTION / RÉCLAMATION

Les réserves et réclamations doivent être effectuées au plus tard 48 heures après réception de la marchandise, PAR ÉCRIT, à notre service clientèle. Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

En cas de **modification** ou d'**annulation** de commande, celles-ci ne pourront être prises en compte que si la demande est impérativement formulée **PAR ÉCRIT** et avant la mise en fabrication des produits.

6. DÉLAIS DE FABRICATION ET DE LIVRAISON

Les délais communiqués par CVE ne le sont qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de CVE. Aucune indemnité ne pourra être accordée en cas de retard de livraison.

7. RÈGLEMENT

8. Paiement à 30 jours nets, date de facture.
9. Un escompte de 1% sera automatiquement appliqué si un « prélèvement immédiat » est choisi comme mode de paiement et uniquement dans ce cas.
10. Dès lors qu'un 3^e rappel est envoyé pour non règlement de factures, le compte « client » sera bloqué. Aucune livraison ne sera alors possible jusqu'au règlement total des impayés et CVE se réserve le droit de demander un règlement d'avance pour les commandes faisant suite à cet incident.
À défaut de paiement à l'échéance et sauf report sollicité à temps par écrit et accordé par nous, il sera entraîné de plein droit et sans mise en demeure préalable :
11. L'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, avec déchéance du terme, quel que soit le mode de règlement prévu.
12. L'exigibilité de paiement d'intérêts de retard au taux de 1,5% par mois (loi N° 92-1442).

- L'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires et de recouvrement éventuels.
- L'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, de plein droit et sans notification préalable. CVE se réserve le droit de demander à l'acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant sur présentation des justificatifs.

8. AVOIRS

Tout avoir établi par CVE a une durée de validité d'un an à compter de la date du document. Il ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans le cas où son montant n'excède pas 50% des factures des 12 derniers mois.

9. TRANSFERT DE RISQUES

Dès la remise au transporteur, les risques de perte ou de détérioration de ces marchandises pour quelque cause que ce soit, sont assumés par le client. CVE ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient être la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du produit ou de son utilisation défectueuse.

10. UTILISATION DES MARQUES DÉPOSÉES

Les relations commerciales établies entre CVE et l'acheteur ne donnent aucun droit à l'acheteur sur les marques déposées et/ou exploitées par CVE. En conséquences, tout usage des marques, logos et images déposés et/ou exploités par CVE ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord exprès préalable de CVE.

11. RGPD

En vertu du Règlement Général de Protection des Données n°2016/679, les Laboratoires CVE collectent des données à caractère personnel par le biais de leur site internet. CVE considère que ces données ont un réel caractère confidentiel et les protègent comme tel. Elles sont généralement nécessaires au traitement des commandes et ne sont transmises à aucun prestataire extérieur, en dehors des fabricants des produits concernés. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de ces données. Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec les laboratoires CVE par voie postale, téléphonique ou directement sur le site internet.

12. TRAÇABILITÉ ET MATÉRIOVIGILANCE

CVE identifie chacun des dispositifs médicaux qu'il fournit à ses clients dans le cadre du règlement européen 2017/745. Dans ce même cadre, le client devra veiller à conserver les coordonnées du client final, pour pouvoir l'avertir, en cas de rappel de lots. Dans le cas de revendeurs, grossistes et plateformes, ceux-ci devront impérativement conserver et retransmettre les identifications des produits fournis à leurs clients (y compris le numéro de lot) et s'assurer de pouvoir rappeler ces produits si CVE en faisait la demande. Par ailleurs, le client s'engage à signaler sans délai à CVE tout problème de matériovigilance ou de qualité dont il aurait connaissance.

13. COMPÉTENCE

En cas de litige et de contestation, seul le tribunal de commerce de Strasbourg sera compétent.

Conditions de garantie

Si CVE vous demande de retourner les lentilles, votre retour doit contenir :

- le bordereau de retour fourni par le site www.labo-cve.com, lorsque vous avez rempli une demande sous la rubrique " Retour "
- les lentilles dans leurs flacons d'origine ou dans leur boîte scellée et non endommagée

Lentilles correctrices :	Lentilles d'essai	Abandon	Modification	Déchirure
Journalières	OUI *	NON	NON	NON
Mensuelles	OUI *	NON	NON	NON
Trimestrielles	NON	1 mois sur le 1 ^{er} envoi <i>Uniquement à l'unité</i>	1 mois 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 % <i>Uniquement à l'unité</i>	NON
Annuelles	NON	3 mois sur le 1 ^{er} envoi	3 mois 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 %	3 mois Franchise de 30 %
Lentilles de couleur :				
Demoniac - Ozia - Funny Eyes	NON	NON	1 mois Échange si boîte scellée	NON
Desio	NON	NON	1 mois - Valable uniquement avec le pack revendeur Desio 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 % <i>Hors changement de couleur. Uniquement à l'unité.</i>	NON
Cantor Cosmetic	NON	NON	3 mois 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 % <i>Hors changement de couleur</i>	NON
Queen's	NON	NON	1 mois 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 % <i>Hors changement de couleur. Uniquement à l'unité.</i>	NON
Lentilles de prothèse :				
Iris peint, Ciné/TV	NON	3 mois si non colorée	3 mois si non colorée	3 mois Franchise de 30 %
Autres prothèses **	NON	3 mois sur le 1 ^{er} envoi	3 mois 1 ^{re} modification gratuite / suivantes avec franchise de 30 %	3 mois Franchise de 30 %

* Lentilles d'essai gratuites uniquement si achat de boîtes définitives sous forme d'avoir.
Toute nouvelle demande d'essai sera facturée au prix affiché, pour un porteur déjà équipé avec les mêmes paramètres.

** La lentille de prothèse mensuelle IRIS Line ne bénéficie d'aucune garantie abandon ou modification

version 1.2 12/01/2024

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au +33 (0) 3 90 40 46 00



www.labo-cve.com

Laboratoires CVE - 4 rue des Bonnes Gens - 67000 Strasbourg
Fax : 03 90 40 46 05 - Mail : info@labo-cve.com